

Утверждаю:

и.о. директора ТОО «Авиценна—Бурабай»

Киласьев С.А.

ПРОТОКОЛ №2

итогов проведения закупа изделий медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений (объявление №2)

27.01.2021 года

г. Щучинск

№ Лот а	Наименование закупаемых товаров	Ед. изм-я	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге	ТОО «Гелика» цена за единицу, тенге	ТОО «Victory Medical Pharmacy» 92 610
1	Блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная дистальная с боковой поддержкой левая, с количеством отверстий 9, диаметром 2.7 - 3.5 мм (блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная дистальная с боковой поддержкой, для фиксации переломов дистального отдела плечевой кости, левая/правая, от 3 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 3 и 2 в боковой поддержке имеются цилиндрические отверстия с резьбой для блокирующих винтов диаметром 2,7мм. В дистальной части имеется отверстие для спицы. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром	штук	2	94 500,00		

	2,7; 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)					
2	Блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная дистальная с боковой поддержкой правая, с количеством отверстий 9, диаметром 2.7 - 3.5 мм (Блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная дистальная с боковой поддержкой, для фиксации переломов дистального отдела плечевой кости, левая/правая, от 3 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 3 и 2 в боковой поддержке имеются цилиндрические отверстия с резьбой для блокирующих винтов диаметром 2,7мм. В дистальной части имеется отверстие для спицы. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используются винты с данной пластиной диаметром 2,7; 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук	2	94 500,00		62 160
3	Блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная медиадистальная Левая, с количеством отверстий 9, диаметром 2.7 - 3.5мм (блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная медиадистальная, для фиксации переломов дистального отдела плечевой кости, левая/правая, от 3 до 14 комбинированных отверстий	штук	2	94 500,00		92 610

	в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 3 цилиндрических отверстия с резьбой для блокирующих винтов диаметром 2,7мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 2,7; 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут)					
4	Блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная медиадистальная Правая, с количеством отверстий 9, диаметром 2.7 - 3.5мм (блокируемая пластина для плечевой кости дорсолатеральная медиадистальная, для фиксации переломов дистального отдела плечевой кости, левая/правая, от 3 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 3 цилиндрических отверстия с резьбой для блокирующих винтов диаметром 2,7мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 2,7; 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная	штук	2	94 500,00		92 160

	обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15 минут)					
5	Блокируемая пластина для локтевого отростка Левая, с количеством отверстий 8, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для локтевого отростка, правая/левая, используется при переломах проксимального отдела локтевой кости. Количество отверстий от 2 до 12 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 8 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной и дистальной концах пластин имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15 минут)	штук	2	96 120,00		94 197
6	Блокируемая пластина для локтевого отростка Правая, с количеством отверстий 8, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для локтевого отростка, правая/левая, используется при переломах проксимального отдела локтевой кости. Количество отверстий от 2 до 12 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию.	штук	2	96 120,00		94 197

	Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 8 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной и дистальной концах пластин имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15 минут)						
7	Блокируемая пластина для плечевой кости проксимальная PHEELOS с количеством отверстий 5, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для плечевой кости проксимальная длинная PHEELOS, используется при переломах проксимального отдела плечевой кости. Количество отверстий от 5 до 8 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Проксимальный отдел пластины дугообразный, для плотного прилегания к кости. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15	штук	5	67 050,00			65 709

	минут.)	штук	2	80 434,00		78 825
8	Блокируемая пластина для плечевой кости проксимальная длинная PHELOS с количеством отверстий 8, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для плечевой кости проксимальная длинная PHELOS, используется при переломах проксимального отдела плечевой кости. Количество отверстий от 5 до 8 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Проксимальный отдел пластины дугообразный, для плотного прилегания к кости. Используются винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук				
9	Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная Левая, с количеством отверстий 12, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная, левая/правая используется при переломах дистального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на	штук	3	91 845,00		90 008

	пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В дистальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеется отверстие для временной фиксации спицей. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)					
10	Блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная Правая, с количеством отверстий 12, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для большеберцовой кости дистальная медиальная, левая/правая используется при переломах дистального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 14 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина одного отверстия в центральной части 13мм, остальных 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В дистальной части 9 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеется отверстие для временной фиксации спицей. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук	3	91 845,00		90 008

11	Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная Левая, с количеством отверстий 14, диаметром 3,5мм (блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная, левая/правая используется при переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 16 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 7 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук	2	73 640,00		72 167
12	Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная Правая, с количеством отверстий 14, диаметром 3,5мм (блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная, левая/правая используется при переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 16 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 7 цилиндрических отверстий с	штук	2	73 640,00		72 167

	резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)					
13	Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная медиальная Левая, с количеством отверстий 14, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная медиальная, левая/правая используется при переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 20 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 5 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих 14винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук	2	94 600,00		92 708
14	Блокируемая пластина для большеберцовой кости проксимальная медиальная Правая, с количеством отверстий 14, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина	штук	2	94 600,00		92 708

	для большеберцовой кости проксимальная медиальная, левая/правая используется при переломах проксимального отдела большеберцовой кости. Количество отверстий от 4 до 20 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 5 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В проксимальной области пластины имеются отверстия для временной фиксации спицами. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуется паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)					
15	Блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная Левая, с количеством отверстий 7, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная, левая/правая, используется при переломах дистального отдела малоберцовой кости. Количество отверстий от 3 до 7 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 5 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеются отверстия для спиц. Сторона пластины прилегающая к костной	штук	5	92 913,00		91 054

	ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)						91 054	
16	Блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная Правая, с количеством отверстий 7, диаметром 3.5мм (блокируемая пластина для малоберцовой кости латеральная дистальная, левая/правая, используется при переломах дистального отдела малоберцовой кости. Количество отверстий от 3 до 7 комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В проксимальной части 5 цилиндрических отверстий с резьбой для блокирующих винтов диаметром 3,5мм. В дистальной области пластины имеются отверстия для спиц. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используемые винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)	штук	5	92 913,00				
17	Блокируемая пластина "Х" малая, диаметром 2.7мм (блокируемая пластина "Х" малая, средняя, большая, используется при переломах или коррекциях стоп. Количество отверстий 4 округлой формы, с резьбой. Имеются отверстия для спиц. Используемые винты с данной пластиной диаметром 2,7мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование	штук	10	86 300,00			84 574	

	изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут.)						
18	Блокируемая пластина прямая с количеством отверстий 2, диаметром 2,7мм (блокируемая пластина прямая, используется при переломах или коррекциях кистей, стоп. Количество отверстий 2 округлой формы, с резьбой. Используются винты с данной пластиной диаметром 2,7мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут)	штук	10	62 800,00			61 544
19	Блокируемая пластина с крючком для ключицы Левая, с количеством отверстий 6, диаметром 3,5мм, глубина крючка 12 мм (блокируемая пластина с крючком для ключицы, левая/правая, используется при латеральных переломах или разрывах АКС. Количество комбинированных отверстий в диафизарной части пластины от 4 до 7, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В латеральной части 3 комбинированных отверстия с резьбой. Высота крючка от 12 до 18мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используются винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут)	штук	5	39 690,00			38 896
20	Блокируемая пластина с крючком для ключицы	штук	5	39 690,00			38 896

21	Правая, с количеством отверстий 6, диаметром 3.5мм, глубина крючка 12 мм (блокируемая пластина с крючком для ключицы, левая/правая, используется при латеральных переломах или разрывах АКС. Количество комбинированных отверстий в диафизарной части пластины от 4 до 7, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. В латеральной части 3 комбинированных отверстия с резьбой. Высота крючка от 12 до 18мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используются винты с данной пластиной диаметром 3,5мм. Материал изготовления титановый сплав TiAl6V4. Полирование изделий: механическое; полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Рекомендуются паровая стерилизация 121°C – 15 минут)					
	Блокируемая пластина для ключицы с латеральной площадкой Левая, с количеством отверстий 8, диаметром 2.7/3.5 мм (блокируемая пластина для ключицы с латеральной площадкой, правая/левая, для фиксации переломов среднего и латерального отдела ключицы, с анатомическим изгибом, количество комбинированных отверстий от 3 до 8, длина отверстий 7,5мм для кортикальных и блокирующих винтов, которыми можно проводить компрессию костных отломков на пластине и блокируемую фиксацию. Расстояние между комбинированными отверстиями 5,5мм. Латеральная часть пластины имеет расширенную площадку с цилиндрическими отверстиями с резьбой, для винтов 2,7мм. Сторона пластины прилегающая к костной ткани малоконтактная. Используются винты с данной пластиной диаметром 2,7 и 3,5мм. Материал	штук	5	89 605,00		87 812